

**Liner per GC Shimadzu****Trajan Scientific**

Liner per GC Shimadzu. Vengono forniti confezionati individualmente completi con gli appropriati o-ring e guarnizioni. Ogni confezione include i risultati del test di qualità. Altri Liner e altri confezionamenti sono disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG06205236	Liner per GC Shimadzu, Ø est. 5 mm, Ø int. 0.8 mm, Lungh. 95 mm	5 pz
LLG06228225	Liner SH17A, Ø int. 3,4 mm, Tapfocus	5 pz
LLG06265473	Liner SH17A, Ø int. 3,4 mm	5 pz
LLG06265474	Liner SH17A/2010, singolo cono	5 pz
LLG06265475	Liner SH2010, Ø int. 3,4mm, GN	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

