

**Siringhe HSW NORM-JECT®, monouso, PP/PE, sterili****B. Braun**

Siringhe HSW NORM-JECT® , monouso, PP/PE, sterili - corpo PP, con pistone PE - corpo altamente trasparente, a tenuta, flusso regolare - niente gomma, stirene o HDPE, prive di lattice e olio siliconico - apirogene, senza PVC, non tossiche - sterili, confezionate individualmente in strisce blister - posizione definita del pistone a volume 0 che si raggiunge quando il pistone è inserito completamente - graduazione estesa per maggior range di applicazioni - testate per uso in HPLC- arresto positivo di sicurezza per prevenire versamenti accidentali.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

