

**Tappo a vite****Duran**

Tappo a vite. Tappi a vite in PP per bottiglie da laboratorio con filettatura DIN.
Resistenza alla temperatura: max. +140°C. L'anello di plastica integrale si stacca quando il tappo viene aperto per la prima volta e rimane sul collo della bottiglia. Quindi si vede chiaramente se la Bottiglia ha il suo sigillo originale. Dopo il primo svitamento, può essere usato come un normale tappo a vite.



Code	Description	Packaging
LLG09209046	Tappo a vite antimanomissione, guarnizione a labbro, Ø 66 mm, h 38 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

