

**Filtri a siringa GD/X® GF/A****Cytiva****Filtri a siringa GD/X® GF/A**

I filtri a siringa Whatman GD/X sono ideali per campioni ad elevata viscosità e che contengono particelle. Quattro strati di filtro riducono il rischio che il filtro si occluda e debba essere sostituito durante la filtrazione. Il volume del campione filtrato può essere da 3 a 7 volte superiore a quello consentito dai filtri convenzionali.



Code	Description	Packaging
LLG06203390	Filtri a siringa GD/X® GF/A, 1,2 µm, 25 mm	150 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

