

**Omogeneizzatore DOUNCE, in vetro****Kimble**

Omogeneizzatore Dounce, in vetro. Adatto nei casi in cui sia necessario pretrattare il campione.

Vengono forniti due pestelli:

- Pestello A per prefrantumazione
- Pestello B per frantumazione definitiva.

Componenti di ricambio intercambiabili fornibili su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09651616	Omogeneizzatore Dounce, in vetro, cap. 2 ml, lungh. 60 mm	1 pz
LLG09651617	Omogeneizzatore Dounce, in vetro, cap. 7 ml, lungh. 125 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

