

**Soluzione di pulizia per elettrodi Pepsin-HCl, 250mL****Mettler Toledo**

Soluzione di pepsina HCl per la pulizia e la manutenzione degli elettrodi di pH. Rimuove i depositi proteici dai diaframmi, contribuendo a mantenere le prestazioni dell'elettrodo.



| Code        | Description                                         | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| LLG07672742 | Soluzione di pulizia per elettrodi, Capacità 250 ml | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

