



Elettrodi combinati redox

Mettler Toledo

Elettrodi combinati redox. Gli elettrodi DG sono utilizzati per misure di pH e titolazione in campioni difficili, scarsamente ionici e non acquosi.

Gli elettrodi DM con anelli in argento e platino sono adatti per titolazioni redox con e senza variazione di pH, esempio titolazioni argentometriche e Karl Fisher.

Gli elettrodi Plug & Play vengono riconosciuti automaticamente dai pH metri METTLER TOLEDO ed è possibile estrapolare e processare tramite il software il tipo di elettrodo, il numero di serie, i dati di calibrazione e le ore di funzionamento.

DM140-SC: elettrodo combiando redox con anello in platino. Per titolazioni con variazione del valore del pH, ad es. ossidazione con permanganato di potassio, determinazione del rame con iodio, titolazione di ritorno con tiosolfato. Con testa a vite S7 e sistema di riferimento ARGENTHAL.

DMi240-SC: come DM140-SC, con funzionalità Plug & Play.

DM141-SC: elettrodo combinato con anello in argento per titolazioni argentometriche, determinazione di alogenuri, solfuri e mercaptani in campioni acquosi. Adatto anche per la determinazione del contenuto di sale e argento. Con testa a vite S7 e sistema di riferimento ARGENTHAL.

DMi141-SC: come DM141-SC, con funzionalità Plug & Play.

DM143-SC: elettrodo di platino a doppio perno per titolazioni elettrochimiche, ad es. determinazione dell'acqua secondo Karl Fischer, determinazione del numero di bromo e determinazione del biossido di zolfo in campioni acquosi. Con testa a vite S7 e sistema di riferimento ARGENTHAL.

DMi144-SC: elettrodo combinato redox ad anello in platino. Per titolazioni con variazione del valore di pH, appositamente progettato per la determinazione del COD con il rack Rondo 20 COD. Con funzionalità Plug & Play e sistema di riferimento ARGENTHAL.

DMi145-SC: elettrodo combiando ad anello in argento per titolazioni argentometriche, determinazione di alogenuri, solfuri e mercaptani in campioni acquosi. Adatto anche per la determinazione del contenuto di sale e argento. Con funzionalità Plug & Play e sistema di riferimento ARGENTHAL.

DMi148-SC: elettrodo combinato ad anello in argento per titolazioni argentometriche senza variazione del valore pH. Per la determinazione di alogenuri, cianuri, solfuri e mercaptani in olio minerale e bioetanolo.

Caratteristiche

- Range temperatura: 0 ... 80 °C
- Diametro stelo: 12 mm
- Range-mV // range-mV DM143-SC: -2000 ... 2000 mV // 0 ... 2000 mV



Code	Description	Packaging
LLG06229747	Elettrodi combinati redox, Tipo DM143-SC , Lungh. 144.5 mm	1 pz
LLG06252856	Elettrodi combinati redox, Tipo DMi141-SC , Lungh. 149,5mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

