

**Analyse de micro volumes TrayCell****Hellma Analytics****Analyse de micro volumes TrayCell**

Cellule de mesure ultra micro à fibres optiques. Accessoires pour photomètre standard en vue de l'analyse de gouttes. **Volumes d'échantillon de 0,7 µl à 10 µl.**

Applications typiques :

- Détermination de la pureté et de la concentration de l'ADN/ARN
- Détermination de l'efficacité de marquage pour l'expérimentation sur microréseau (fréquence d'incorporation)
- Analyses de protéine (A280, BCA, Lowry etc).
- Toutes les analyses UV / Vis aux longueurs d'onde de 190 à 1100 nm.
- Matériau : verre de quartz Haute performance

Veuillez préciser la hauteur de faisceau lors de votre commande.

TrayCell est fourni en standard avec des bouchons pour trajet optique de 0,2 mm et 1 mm.

Autres trajets optiques de 0,1 mm et 2 mm disponibles.



Code	Description	Packaging
LLG06230433	Analyse de micro volumes TrayCell, Volume 0,7 - 10 µl, Hauteur 53 / 59,5 / 64,5 mm, Trajet optique 0,2 / 1 mm, Hauteur du faisceau 8,5 / 15 / 20 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

