

**Tubi NMR, 100 mm per Sistema Bruker Match****Hilgenberg**

Tubi NMR, 100 mm per sistema Bruker Match. In cooperazione con Bruker, tubi standard per NMR da 100 mm sviluppati ed appositamente studiati per il sistema Bruker Match.

- chiusi ad una estremità
- orlo ribruciato



Code	Description	Packaging
LLG06281691	Tubi NMR, 100 mm per Sist.Bruker Match, Øest.1 ±0,010mm, Øint.0,7 ±0,010mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	10 pz
LLG06281692	Tubi NMR, 100mm per Sist.Bruker Match, Øest.2 ±0,010mm, Øint.1,6 ±0,010mm	10 pz
LLG06281693	Tubi NMR, 100mm per Sist.Bruker Match, Øest.4,25 ±0,03mm, Øint.3,45 ±0,03mm	10 pz
LLG06281694	Tubi NMR, 100mm per Sist.Bruker Match, Øest.5 ±0,025mm, Øint.4,2 ±0,025mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	10 pz
LLG07673677	Tubi NMR, 100mm per Sist.Bruker Match, Øest.4 ± 0,025mm, Øint.3,3 ± 0,025mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	10 pz
LLG07673678	Tubi NMR, 100mm per Sist.Bruker Match, Øest.2,5 ±0,010mm, Øint.2,1 ±0,010mm ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	10 pz
LLG07673679	Tubi NMR, 100mm per Sist.Bruker Match, Øest.1,7 ±0,010mm, Øint.1,3 ±0,010mm	10 pz
LLG07673680	Tubi NMR, 100mm per Sist.Bruker Match, Øest.3 ± 0,025mm, Øint. 2,4 ±0,025 mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

