

**Beute Erlenmeyer, PP****VITLAB**

Beute Erlenmeyer, PP. Altamente trasparenti, bocca larga, utilizzabili con tappi NS (non inclusi). Adatte per conservazione e coltivazione di colture cellulari. Più sicure delle beute in vetro per utilizzo in agitatori con incubazione grazie alla resistenza alla rottura della plastica. Adatte per microonde. Per preservare le marcature, non pulire a temperature superiori a 60°C. Adatte per alimenti secondo la Direttiva EC N. 10/211.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

