

**Valvola di limitazione pressione per SafetyCaps****SCAT**

Valvola di limitazione pressione per SafetyCaps. Valvola di limitazione pressione per SafetyCaps, con filtro aria integrato. La valvola si apre quando la pompa dell'HPLC sta lavorando, e consente all'aria di fluire nella bottiglia, questo previene un aumento del vuoto nella bottiglia. Nel momento in cui la pompa si ferma, la membrana si chiude immediatamente e non consente ai pericolosi vapori di solventi di uscire.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

