

**Microseringue C-Line pour automate PAL****Hamilton****Microseringue C-Line pour automate PAL**

Style pointe 2 (pst2) : Pointe d'aiguille à angle biseauté de 12° recommandée pour la pénétration de septum. Idéale pour les applications en chromatographie gazeuse.

Style pointe 3 (pst3) : Pointe d'aiguille émoussée (90 °) pour utilisation avec valves d'injection HPLC. Egalement recommandée pour des applications où un dosage exact est exigé (CCM par exemple).

Style pointe 4 (pst4) : Pointe d'aiguille taillée 10-12° recommandé pour des applications des sciences de la vie ; pour injection à des animal.

Style pointe 5 (pst5) : Aiguille conique avec ouverture latérale pour pénétration des septa, des vinyles fins et des plastiques sans septa; Minimise les risques d'endommager le septum.

Style pointe AS (pstAS) : Pointe d'aiguille spéciale, conique (8°), conçue pour résister à de multiples injections; exclusivement utilisée sur des seringues d'échantillonneur automatique de chromatographes gaz.

Avec aiguille fixe (FN).

Longueur aiguille 51 mm



Code	Description	Packaging
LLG06200686	Microseringue C-Line pour automate HPLC	1 pz
LLG06200903	Microseringue C-Line pour automate HPLC	1 pz
LLG06236085	Microseringue C-Line pour automate HPLC	1 pz
LLG06803417	Microseringue C-Line pour automate HPLC	1 pz
LLG09221051	Microseringue C-Line pour automate HPLC	1 pz
LLG09221052	Microseringue C-Line pour automate HPLC	1 pz
LLG09221053	Microseringue C-Line pour automate HPLC	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

