

**Anelli stabilizzanti LAB, in piombo****Heathrow Scientific**

Anelli stabilizzanti LAB, in piombo. Anelli per stabilizzare vetreria e plastica da laboratorio in agitatori o per immersione in bagni ad acqua. Anelli in piombo rivestiti in vinile che non segnano né graffiano superfici e vetreria.



Code	Description	Packaging
LLG06242742	Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 250-1000 ml, Øint. 51 mm	1 pz
LLG06243010	Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 125-500 ml, Øint. 48 mm	1 pz
LLG06243011	Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 500-2000 ml, Øint. 57 mm	1 pz
LLG07054161	Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 1000-4000 ml, Øint. 70 mm	1 pz
LLG07072085	Anelli stabilizzanti LAB, forma ad O, per matracci 5-10 ml, Øint. 18 mm	1 pz
LLG09149902	Anelli stabilizzanti LAB, forma a C, per matracci 125-500 ml, Øint. 42 mm	1 pz
LLG09149905	Anelli stabilizzanti LAB, forma a C, per matracci 250-1000 ml, Ø int. 51 mm	1 pz
LLG09149906	Anelli stabilizzanti LAB, forma a C, per matracci 500-2000 ml, Ø int. 54 mm	1 pz
LLG09149907	Anelli stabilizzanti LAB, forma a C, per matracci 1000-4000 ml, Ø int. 66 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

