

**Système de désintégration de tissus****DWK Life Sciences****Système de désintégration de tissus**

Pour la désintégration sûre de cellules par une augmentation minimale de température. Le système CS est fermé et protège l'utilisateur des aérosols et le protège contre un éventuel contact avec les particules en suspension. Le contact optimal du pistil dans le tube conique garantit une désintégration parfaite.

Chaque unité est stérilisée par rayon Gamma et contient : un pistil en PP prêt-monté, un microtube en PP à fond conique, un bouchon à vis hermétique en HDPE et une étiquette.

Modèle CS1 : pointe en verre /PP mélangé (30%/70%) pour des désintégrations standards

Modèle CS2 : pointe en éclat de verre vitrifié pour des désintégrations fortes



Code	Description	Packaging
LLG09651050	Système de désingration de tissus, Type CS 1 , Pour volume 15 ml	10 pz
LLG09651051	Système de désingration de tissus, Type CS 1 , Pour volume 50 ml	10 pz
LLG09651052	Système de désingration de tissus, Type CS 2 , Pour volume 15 ml	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

