

**Filtro per siringa UNIFLO®****Cytiva**

Filtri per siringa Whatman™ Uniflo™, non-sterili, in H-PTFE. Monouso.
Contengono una membrana idrofila, chimicamente stabile e inerte, progettata per garantire un filtrato trasparente a partire da piccoli volumi fino a 100 mL.

- Pori diametro 0.2 μ m o 0.45 μ m;
- Incisioni al laser per facile identificazione;
- Confezione salva-spazio.



Code	Description	Packaging
LLG06315973	Filtro per siringa UNIFLO®, diam. 25 mm, pori 0.45 m, in H-PTFE	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

