



Refrigeratori Cryo-Safe

Bel-Art Products

Refrigeratori Cryo-Safe™. Usati per proteggere i campioni sul banco, durante il trasporto o in congelatori con ciclo di scongelamento e temperature fluttuanti. In polycarbonato. Un gel congelante atossico viene isolato all'interno delle pareti del refrigerante, garantendo che le etichette o le marcature sui vials o sulla provetta non saranno danneggiati.

- Il coperchio in polycarbonato indicizzato e trasparente (LLG09401090, LLG09401091, LLG09401092) o riempito con gel (LLG09401093, LLG09401094) mostra il posizionamento delle provette e corrisponde con la posizione stampata sul refrigerante
- Manici laterali (LLG09401090, LLG09401091) o manico in filo per un facile trasporto
- I dispositivi refrigeranti possono essere impilati per risparmiare spazio e massimizzare il volume del congelatore
- Piedini in gomma per evitare scivolamenti
- Tutti i refrigeranti con corpo in polycarbonato si puliscono facilmente



Code	Description	Packaging
LLG09401090	Dispositivo 0°C-CryoSafe, posti 12, 0°C per 2,5 h, per prov.0,5/1,5ml	1 pz
LLG09401091	Dispositivo -20°C-CryoSafe, posti 12, -15°C per 1 h, per prov.0,5/1,5/2ml	1 pz
LLG09401092	Dispositivo 0°C-CryoSafe, posti 12, 0°C per 3 h, per prov.15ml	1 pz
LLG09401093	Dispositivo 0°C-CryoSafe, posti 32, 0°C per 3 h, per prov.0,5/1,5ml	1 pz
LLG09401094	Dispositivo -20°C-CryoSafe, posti 32, -15°C per 1,5 h, per prov.0,5/1,5/2ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

