



Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC


Macherey Nagel

**Optima® 5 MS Accent colonne capillari per GC
fase silarylene**

- con polarità simile ad una fase 5% difenil - 95% dimetilpolisiloxano
- USP G27, G36
- colonne con spurgo minore, fase non polare, ideale per trappole ioni e rivelatori quadripolari
- applicabile il riscacquo solvente per rimuovere le impurità
- aree applicative: tutte le fasi per analisi ambientali, analisi tracce, metodi EPA, pesticidi, PCB, analisi cibi e droghe
- fasi similari: DB-5, HP-5 MS, Ultra-2, Equity-5, CP-Sil 8 CB basso spurgo/MS, Rtx-5SIL-MS, Rtx-5 MS, 007-5 MS, BPX5, MDN-5S, AT-5 MS, VF-5 MS

temperatura massima per operazioni isotermitiche : 340 °C, temperatura massima per brevi isoterme in un programma di temperatura : 360 °C
per colonne con spessore film > 5.5 µm le temperature massime sono 320 e 340 °C

Ø int. 0.32 mm
Ø est. 0.5 mm
Spessore film 0,25 µm
Lungh. 30 m



Code	Description	Packaging
MNL72581025	OPTIMA-5 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,25 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 25 m	1 pz
MNL72581050	OPTIMA-5 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,50 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 50 m	1 pz
MNL72581130	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72581160	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72581225	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 25 m	1 pz
MNL72581260	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72581330	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72581512	OPTIMA-5 MS-A, 0.20 mm ID, 0.35 µm Fd,12 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 12 m	1 pz
MNL72581550	OPTIMA-5 MS-A, 0.20 mm ID, 0.35 µm Fd,50 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 50 m	1 pz
MNL72582015	OPTIMA-5 MS-A, 0.25 mm ID, 0.25 µm Fd,15 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m	1 pz
MNL72582030	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72582060	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72582530	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72582560	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m	1 pz
MNL72582630	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 30 m	1 pz
MNL72582660	Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 60 m	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

