



Kit sviluppo metodo di derivatizzazione

Macherey Nagel

Kit sviluppo metodo di derivatizzazione

Per migliorare la volatilità, per una migliore stabilità termica o limiti bassi di rilevabilità in gascromatografia prerequisiti: formazione quantitativa, rapida e riproducibile solo su derivati gli atomi alogeni introdotti per derivatizzazione (es. trifluoroacetati) consentono rilevazioni specifiche (ECD) con il vantaggio dell'alta sensibilità l'ordine di eluizione e i modelli di frammentazione in MS possono essere influenzati da una derivatizzazione specifica

sono disponibili reagenti per **sililazione**, **alchilazione (metilazione)** - **acilazione**.

Quale tipo di derivatizzazione è più adatta per il vostro campione? (alchilazione, acilazione o sililazione)?

Contenuto 2 x 1 ml each for TMSH, MSTFA, MBTFA



Code	Description	Packaging
MNL701952	Kit sviluppo metodo di derivatizzazione, Contenuto 2 x 1 ml each for TMSH, MSTFA, MBTFA	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

