

**Kit universale per la determinazione di densità****Kern & Sohn**

Kit universale YDB-03 per la determinazione di densità di solidi e liquidi da utilizzare con bilance Kern a 4 e 5 digit.

Il funzionamento del kit è basato sul principio di Archimede.

Il filo metallico del cestino di immersione ha un diametro di 0,5 mm ed è quindi conforme al requisito fissato dalla norma DIN EN ISO 1183-1 (procedura di determinazione della densità di materie plastiche non espanse).

Il manuale d'uso contiene tutti i passaggi per una corretta misurazione con le procedure specifiche per ogni modello di bilancia analitica.

Impiegabile con le seguenti bilance analitiche a marchio KERN : ABJ-N, ABS-NM; ABP; ABT; ACS, ACJ; ADB, ADJ; ALS-A, ALJ-A.

La fornitura include: sostegno, piattaforma, bicchiere, cestello immergibile universale per corpi solidi cadenti e galleggianti, galleggiante, peso da 20 g, acciaio nobile, termometro, pesi compensativi (3 paia), adattatori (5 pezzi), chiave esagonale + vite.



Code	Description	Packaging
LLG06263396	Kit universale per la determinazione di densità di solidi e liquidi da utilizzare con bilance analitiche Kern, in acciaio inossidabile,	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

