

**Autoclavi automatiche AE-150 DRY****Raypa**

La autoclavi verticali AE-DRY soddisfano le esigenze di sterilizzazione di strutture industriali, educative e di ricerca, con l'obiettivo di aumentare la produttività e ridurre al minimo il tempo di attesa di ogni ciclo di sterilizzazione.

Non è necessario asciugare il carico in una stufa esterna.

Progettate per sterilizzare carichi solidi imballati, oggetti porosi e cavi, vetro, plastiche, utensili in metallo e sacchetti di rifiuti di laboratorio.

Possono anche trattare liquidi e terreni di coltura.

La versatilità di elaborare tutti i tipi di carichi, la funzione di asciugatura finale e il massimo grado di automazione, insieme a una maggiore efficienza nel consumo delle risorse, come acqua, energia e tempo operativo, si traducono in una soluzione economica per gestire il carico di lavoro del laboratorio.



Code	Description	Packaging
LLG09851892	Autoclavi automatiche AE-150 DRY, volume tot./utile 175/153 litri, dim. camera (Ø x H mm): 500x760, altezza di carico 1085 mm, dim. est.: 750x820x1400 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

