



# ERBAdry<sup>®</sup>

La NUOVA generazione di solventi anidri



DASITGROUP

**CARLO ERBA**


REAGENTS

# ERBAdry<sup>®</sup> : gamma completa di solventi anidri con tappo innovativo per prevenire l'accumulo di umidità e migliorare l'esperienza dei clienti

- TAPPO APRI & CHIUDI
- Doppio anello anti-manomissione, per garantire il primo utilizzo del prodotto
- Confezionati in bottiglie di vetro ambrato da 100 ml & 1l per proteggere il prodotto dai raggi UV
- 3 aree di pescaggio per migliorare la praticità nell'utilizzo
- Setto in doppio strato per preservare il solvente dalla contaminazione
- 2 tipi di setto per una miglior compatibilità chimica:
  - Setto arancione: gomma butilica/PTFE
  - Setto Nero: bromobutile/PTFE



## Evoluzione del contenuto d'acqua



Contenuto d'acqua di Cloroformio stabilizzato con amilene, testato mediante metodo Karl Fischer per 6 settimane. Campionati 28 prelievi dalla stessa bottiglia, mediante ago calibro 18 (G18).

## Lista completa dei nuovi solventi a marchio ERBAdry®.

Molecola	Applicazione	Taglio 100 ml	Taglio 1 l
Acetone	RS ERBAdry®	P00510D03	P00510D16
Acetonitrile	RS ERBAdry®	P00610D03	P00610D16
1-Butanolo	RS ERBAdry®	P01710D03	P01710D16
tert-Butanolo	RS ERBAdry®	P01910D03	P01910D16
Butile acetato	RS ERBAdry®	P00110D03	P00110D16
tert-Butilmetiletere	RS ERBAdry®	P09210D03	P09210D16
Cloroformio	RS ERBAdry® stabilizzato con amilene	P02410AD03	P02410AD16
Cloroformio	RS ERBAdry® stabilizzato con etanolo	P02410ED03	P02410ED16
Cicloesano	RS ERBAdry®	P02510D03	P02510D16
Diclorometano	RS ERBAdry® stabilizzato con amilene	P02910AD03	P02910AD16
Diclorometano	RS ERBAdry® stabilizzato con etanolo	P02910ED03	P02910ED16
Dietiletere	RS ERBAdry® stabilizzato con BHT	P04410D03	P04410D16
n,n-Dimetilformammide	RS ERBAdry®	P03410D03	P03410D16
Dimetilsolfossido	RS ERBAdry®	5081D03	5081D16
1,4-Diossano	RS ERBAdry® stabilizzato con BHT	P03610D03	P03610D16
Etile acetato	RS ERBAdry®	P00210D03	P00210D16
Formammide	RS ERBAdry®	P61510D03	P61510D16
n-Eptano	RS ERBAdry®	P05010D03	P05010D16
n-Esano 99%	RS ERBAdry®	P05230D03	P05230D16
n-Esano 95%	RS ERBAdry®	P05210D03	P05210D16
Isopentano	RS ERBAdry®	P06510D03	P06510D16
Diisopropiletere	RS ERBAdry®	P04310D03	P04310D16
Metanolo	RS ERBAdry®	P09310D03	P09310D16
Metilcicloesano	RS ERBAdry®	P05810D03	P05810D16
Metiletilchetone	RS ERBAdry®	P02010D03	P02010D16
Metile isobutilchetone	RS ERBAdry®	P06010D03	P06010D16
N-Metile-2-Pirrolidone	RS ERBAdry®	P08710D03	P08710D16
n-Pentano	RS ERBAdry®	P06410D03	P06410D16
Propan-1-olo	RS ERBAdry®	P09410D03	P09410D16
Propan-2-olo	RS ERBAdry®	P09510D03	P09510D16
Piridina	RS ERBAdry®	P06710D03	P06710D16
Tetraidrofurano	RS ERBAdry® stabilizzato con BHT	P07010D03	P07010D16
Toluene	RS ERBAdry®	P07110D03	P07110D16

**Controlla le disponibilità sul nostro sito**  
**[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)**



#### ITALIA

CARLO ERBA Reagents S.r.l.  
Via Raffaele Merendi 22  
20007 Cornaredo (MI)

**Servizio Clienti**  
servizioclienticer@dgroup.it  
Tel.: +39 02 93 99 190  
Fax: +39 02 93 99 10 01



#### FRANCE

CARLO ERBA Reagents SAS  
Chaussée du Vexin,  
Parc d'affaire des Portes  
27106 Val de Reuil

**Service Client**  
serviceclient@cer.dgroup.it  
Tél.: +33 2 32 09 20 00  
Fax: +33 2 32 59 11 89



#### DEUTSCHLAND

CARLO ERBA Reagents GmbH  
Denzlinger Str. 27  
79312 Emmendingen

**Kundendienst**  
info.de@cer.dgroup.it  
Tel.: +49 07641 46 881 90  
Fax: +49 07641 46 881 919



#### ESPAÑA

CARLO ERBA Reagents S.A.  
Calle Filadors 35  
6ª Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)

**Servicio Cliente**  
serviciocliente@cer.dgroup.it  
Tel.: +34 93 693 37 35  
Fax: +34 93 724 31 68



#### ALL OTHER COUNTRIES

**Customer Service**  
export@cer.dgroup.it  
Ph.: +33 2 32 09 20 00  
Fax: +33 2 32 59 11 89

