

**Microsiringhe serie 700, con ago fisso****Hamilton**

Microsiringhe serie 700, con ago fisso. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC Siringa con ago cementato nel corpo della siringa (N; NR). Supporto NR per siringhe con ago specifico Rheodyne. Corpo in vetro borosilicato. Pistone in acciaio, smerigliato individualmente, perciò non intercambiabile e non disponibile come parte di ricambio. Precisione +/-1% del volume totale. Non autoclavabile.



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06055335 | microsiringa, tipo 750 N , Capacità 500 µl, Calibro 22s , Punta 3 (HPLC)  | 1 pz      |
| LLG06800518 | Siringhe serie 700, ago cementato (N), 701 N, 10 µl, Calibro 26s, Punta 5 | 1 pz      |
| LLG06801651 | Siringhe serie 700, ago cementato (N), 750 N, 500 µl, Calibro 22, Punta 5 | 1 pz      |
| LLG09221001 | microsiringa, tipo 75 N, capacità 5 µl, calibro 26s, punta 2 (GC)         | 1 pz      |
| LLG09221002 | microsiringa, tipo 701 N, capacità 10 µl, calibro 26s, punta 2 (GC)       | 1 pz      |
| LLG09221003 | microsiringa, tipo 702 N, capacità 25 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)       | 1 pz      |
| LLG09221004 | microsiringa, tipo 705 N, capacità 50 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)       | 1 pz      |
| LLG09221005 | microsiringa, tipo 710 N, capacità 100 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)      | 1 pz      |
| LLG09221006 | microsiringa, tipo 725 N, capacità 250 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)      | 1 pz      |
| LLG09221007 | microsiringa, tipo 750 N, capacità 500 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)      | 1 pz      |
| LLG09221010 | microsiringa, tipo 701 N, capacità 10 µl, calibro 26s, punta 2 (GC)       | 6 pz      |
| LLG09221011 | microsiringa, tipo 75 N, capacità 5 µl, calibro 26s, punta 3 (HPLC)       | 1 pz      |
| LLG09221012 | microsiringa, tipo 701 N, capacità 10 µl, calibro 26s, punta 3 (HPLC)     | 1 pz      |
| LLG09221013 | microsiringa, tipo 702 NR, capacità 25 µl, calibro 22s, punta 3 (HPLC)    | 1 pz      |
| LLG09221014 | microsiringa, tipo 705 NR, capacità 50 µl, calibro 22s, punta 3 (HPLC)    | 1 pz      |
| LLG09221015 | microsiringa, tipo 710 NR, capacità 100 µl, calibro 22s, punta 3 (HPLC)   | 1 pz      |
| LLG09221016 | microsiringa, tipo 725 NR, capacità 250 µl, calibro 22s, punta 3 (HPLC)   | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

