

**Microseringue série 7000****Hamilton****Microseringue série 7000**

Style pointe 2 (pst2) : Pointe d'aiguille à angle biseauté de 12° recommandée pour la pénétration de septum. Idéale pour les applications en chromatographie gazeuse.

Style pointe 3 (pst3) : Pointe d'aiguille émoussée (90 °) pour utilisation avec valves d'injection HPLC. Egalement recommandée pour des applications où un dosage exact est exigé (CCM par exemple).

Style pointe 4 (pst4) : Pointe d'aiguille taillée 10-12° recommandé pour des applications des sciences de la vie ; pour injection à des animal.

Style pointe 5 (pst5) : Aiguille conique avec ouverture latérale pour pénétration des septa, des vinyles fins et des plastiques sans septa; Minimise les risques d'endommager le septum.

Style pointe AS (pstAS) : Pointe d'aiguille spéciale, conique (8°), conçue pour résister à de multiples injections; exclusivement utilisée sur des seringues d'échantillonneur automatique de chromatographes gaz.

Dosage sans volume mort selon le principe du déplacement positif, grâce au piston en Wolfram dans la seringue.



Code	Description	Packaging
LLG06050160	Microseringue série 7000, Type 7105 KH	1 pz
LLG06204624	Microseringue série 7000, Type 7002 KH	1 pz
LLG06700111	Microseringue série 7000, Type 7000.5 K	1 pz
LLG06801037	Microseringue série 7000, Type 7102 KH	1 pz
LLG06802598	Microseringue série 7000, Type 7001 KH	1 pz
LLG09221121	Microseringue série 7000, Type 7001 KH	1 pz
LLG09221122	Microseringue série 7000, Type 7002 KH	1 pz
LLG09221125	Microseringue série 7000, Type 7105 KH	1 pz
LLG09221126	Microseringue série 7000, Type 7000.5 K	1 pz
LLG09221131	Microseringue série 7000, Type 7101 KH	1 pz
LLG09221132	Microseringue série 7000, Type 7102 KH	1 pz
LLG09221590	Microseringue série 7000, Type 7000.5OC	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

