



Flacon à sertir N 8 - LLG

LLG Labware

Flacon à sertir N 8 - LLG



Code	Description	Packaging
LLG04001515	Flacon à sertir N 8 - LLG, Volume 0,6 ml, Ø ext. x Hauteur 7 x 40 mm, Couleur transparent , Forme conique	100 pz
LLG04001554	Flacon à sertir N 8 - LLG, Volume 0,3 ml, Ø ext. x Hauteur 5,5 x 31,5 mm, Couleur transparent , Forme fond rond	100 pz
LLG04008206	Flacon à sertir N 8 - LLG, Volume 1,2 ml, Ø ext. x Hauteur 8,2 x 40 mm, Couleur transparent , Forme fond plat	100 pz
LLG06235606	Flacon à sertir N 8 - LLG, Volume 0,2 ml, Ø ext. x Hauteur 5,5 x 31,5 mm, Couleur transparent , Forme conique	100 pz
LLG06266864	Flacon à sertir N 8 - LLG, Volume 1,2 ml, Ø ext. x Hauteur 8,2 x 40 mm, Couleur ambré , Forme fond plat	100 pz
LLG06902044	Flacon à sertir N 8 - LLG, Volume 0,6 ml, Ø ext. x Hauteur 7 x 40 mm, Couleur ambré , Forme conique	100 pz
LLG09003427	Flacon à sertir N 8 - LLG, Volume 0,8 ml, Ø ext. x Hauteur 8,2 x 30 mm, Couleur transparent , Forme fond plat	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

