

**Omogeneizzatori con pestelli in PTFE o in vetro****schuett-biotec**

Omogeneizzatori con pestelli in PTFE o in vetro. Per uso con tutti gli omogeneizzatori azionati a motore o per Schuett Homogenplus. Omogeneizzatori e pestelli hanno una forma precisa e quindi sono separatamente intercambiabili. Lo spazio tra il pestello e l'omogeneizzatore è compreso tra 0.18 e 0.23 mm. Omogeneizzatori con pestello in PTFE. Appuntiti o cilindrici. Stelo in acciaio inossidabile. Inerte. Elastico. Con superficie liscia, tipo cera, anti-umidità. Resistenti ad alte temperature. Disponibili anche come modelli in fibra di vetro rinforzata. Altamente efficienti con tessuti molto resistenti. Omogeneizzatori con pestello in vetro. Appuntiti o cilindrici. Stelo in vetro robusto. Superficie in vetro smerigliato in parte cilindrica/appuntita. Altamente efficienti con tessuti molto resistenti. Omogeneizzatori e pestelli sono disponibili anche individualmente, come parti di ricambio.



Code	Description	Packaging
LLG09651850	Omogeneizzatore, tipo recipiente 1, cap. 2 ml, pestello in PTFE conico	1 pz
LLG09651851	Omogeneizzatore, tipo recipiente 1, cap. 15 ml, pestello in PTFE conico	1 pz
LLG09651852	Omogeneizzatore, tipo recipiente 1, cap. 40 ml, pestello in PTFE conico	1 pz
LLG09651853	Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 2 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651854	Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 5 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651855	Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 10 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651856	Omogeneizzatore, tipo recipiente 3, cap. 15 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651857	Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 20 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651858	Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 30 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651859	Omogeneizzatore, tipo recipiente 3, cap. 40 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651860	Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 5 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651861	Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 10 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651862	Omogeneizzatore, tipo recipiente 3, cap. 15 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651863	Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 30 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651864	Omogeneizzatore, tipo recipiente 3, cap. 40 ml, pestello in PTFE cilindrico	1 pz
LLG09651865	Omogeneizzatore, tipo recipiente 4, cap. 2 ml, pestello in vetro conico	1 pz
LLG09651866	Omogeneizzatore, tipo recipiente 4, cap. 15 ml, pestello in vetro conico	1 pz
LLG09651867	Omogeneizzatore, tipo recipiente 4, cap. 40 ml, pestello in vetro conico	1 pz
LLG09651868	Omogeneizzatore, tipo recipiente 5, cap. 8 ml, pestello in vetro cilindrico	1 pz
LLG09651869	Omogeneizzatore, tipo recipiente 5, cap. 15ml, pestello in vetro cilindrico	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09651870	Omogeneizzatore, tipo recipiente 6, cap. 40ml, pestello in vetro cilindrico	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

