

**Omogeneizzatori con pestelli in PTFE o in vetro****schuett-biotec**

Omogeneizzatori con pestelli in PTFE o in vetro. Per uso con tutti gli omogeneizzatori azionati a motore o per Schuett Homogenplus. Omogeneizzatori e pestelli hanno una forma precisa e quindi sono separatamente intercambiabili. Lo spazio tra il pestello e l'omogeneizzatore è compreso tra 0.18 e 0.23 mm. Omogeneizzatori con pestello in PTFE. Appuntiti o cilindrici. Stelo in acciaio inossidabile. Inerte. Elastico. Con superficie liscia, tipo cera, anti-umidità. Resistenti ad alte temperature. Disponibili anche come modelli in fibra di vetro rinforzata. Altamente efficienti con tessuti molto resistenti. Omogeneizzatori con pestello in vetro. Appuntiti o cilindrici. Stelo in vetro robusto. Superficie in vetro smerigliato in parte cilindrica/appuntita. Altamente efficienti con tessuti molto resistenti. Omogeneizzatori e pestelli sono disponibili anche individualmente, come parti di ricambio.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09651850 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 1, cap. 2 ml, pestello in PTFE conico      | 1 pz      |
| LLG09651851 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 1, cap. 15 ml, pestello in PTFE conico     | 1 pz      |
| LLG09651852 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 1, cap. 40 ml, pestello in PTFE conico     | 1 pz      |
| LLG09651853 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 2 ml, pestello in PTFE cilindrico  | 1 pz      |
| LLG09651854 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 5 ml, pestello in PTFE cilindrico  | 1 pz      |
| LLG09651855 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 10 ml, pestello in PTFE cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651856 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 3, cap. 15 ml, pestello in PTFE cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651857 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 20 ml, pestello in PTFE cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651858 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 30 ml, pestello in PTFE cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651859 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 3, cap. 40 ml, pestello in PTFE cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651860 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 5 ml, pestello in PTFE cilindrico  | 1 pz      |
| LLG09651861 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 10 ml, pestello in PTFE cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651862 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 3, cap. 15 ml, pestello in PTFE cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651863 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 2, cap. 30 ml, pestello in PTFE cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651864 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 3, cap. 40 ml, pestello in PTFE cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651865 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 4, cap. 2 ml, pestello in vetro conico     | 1 pz      |
| LLG09651866 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 4, cap. 15 ml, pestello in vetro conico    | 1 pz      |
| LLG09651867 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 4, cap. 40 ml, pestello in vetro conico    | 1 pz      |
| LLG09651868 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 5, cap. 8 ml, pestello in vetro cilindrico | 1 pz      |
| LLG09651869 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 5, cap. 15ml, pestello in vetro cilindrico | 1 pz      |



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09651870 | Omogeneizzatore, tipo recipiente 6, cap. 40ml, pestello in vetro cilindrico | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

