

**Spin Column, filtro fibra di vetro****AHN Biotechnologie**

Spin Column, filtro fibra di vetro. Sistema Spin-column che consiste di un tubo filtro 0.8 ml con filtro in fibra di vetro e tubo ricevitore da 1.5 ml o 2.0 ml per purificazione DNA / RNA.

- Raccomandato per purificazione
- Prefiltrazione di soluzioni sporche
- Portata rapida
- Elevata capacità di carico particelle



Code	Description	Packaging
LLG06283183	Spin Columns, filtro fibra di vetro, Volume 2,0 ml, Materiale Filtro GF-N2	200 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

