

**Macchina per apertura tappi a 8 canali per provette con tappo a vite****Matrix**

Macchina per apertura tappi a 8 canali per provette con tappo a vite. E' possibile processare un rack pieno di provette Thermo Scientific Matrix o Thermo Scientific Nunc in meno di un minuto con questa tappatrice/stappatrice manuale. Studiata per chiudere le provette fino al punto ottimale in modo da mantenere integro il campione e prevenire perdite durante la conservazione. Questa macchina è un pratico aiuto aggiunto sul banco per lavorare con provette di stoccaggio con tappo a vite.

- Migliora la velocità di manipolazioni manuali tramite apertura/chiusura automatizzata di colonne di saggio in appena 4 secondi
- Permette a chiunque in laboratorio diappare o stappare provette di basso peso, di facile utilizzo e design ergonomico
- Lo stativo permette una facile conservazione dei tappi rimossi durante le fasi di lavorazione del campione
- Praticamente sempre disponibile per l'uso grazie alla lunga durata delle batterie ed al rapido tempo di ricarica



Code	Description	Packaging
LLG04658357	Decapsulatrice per Matrix ScrewTop 0,2ml, Nunc Cryobank 0,5, 1, 1,8, 2, 5ml	1 pz
LLG07659021	Decapsulatrice per Matrix ScrewTop 0,5, 1ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

