



## Telcamere Tablet per Microscopio MOTICAM S2 &amp; T2

Matrix

Telcamere Tablet per Microscopio MOTICAM S2 & T2. Una nuova dimensione di microscopia interattiva per scuole, laboratori ed industri e. Il sistema operativo Android e la Moticonnect T App inclusa consentono all'utilizzatore di catturare, vedere ed editare l'immagine dal Vivo con un click. Caratteristiche come la misurazione di calibrazione, l'annotazione e la generazione di report completano la App Moticonnect. La capacità WiFi (Hot Spot) consente di condividere l'immagine Live fino a 6 dispositivi (Tablets, Smartphones, Lap tops, Computer etc.) allo stesso tempo. I dati disponibili possono essere processati con la App Moticonnect (dispositivi WiFi) o con Motic image plus 2.0 (PC e Mac). E' possibile anche condividere l'immagine Live tramite HDMI collegato ad un proiettore o ad un monitor. Moticam S2 7 Tablet Telecamera- Sensore: CMOS 1/2.5 5.0MP- Risoluzione Live: 1280 x 800 pixels (16:09) & 800 x 600 Pixel (4:3)- Risoluzione cattura immagine: 5.0MP (memoria interna o scheda SD)- Risoluzione cattura video: 720P (HD)- Uscita HDMI 1080P, Immagine e Live ad altri dispositivi WiFi con Android, iOS, PC, Mac ed HTML- Porte: SD card (fino a 32 GB), 3.5mm Audio, DC 5V power input, Mini HDMI output- Adattatore lenti: C-Mount- Batteria: 3.7V/3000mAh ricaricabile- La fornitura include: MicroSD 4Gb inclusa, cavo HDMI, Motic Images Plus 2.0 for PC e Mac- Vetrino di calibrazione Motic 4-dot, Alimentazione 100V-240V (CE) Moticam T2 10 Tablet Telecamera- Sensore: CMOS 1/2.5 5.0MP- Risoluzione Live: 1280 x 800 pixels (16:09) & 800 x 600 Pixel (4:3)- Risoluzione cattura immagine: 5.0MP (memoria interna o scheda SD)- Risoluzione cattura video: 720P (HD)- Uscita HDMI 1080P, Immagine Live ad altri dispositivi WiFi con Android, iOS, PC, Mac ed HTML- Porte: SD card (fino a 32 GB), 3.5mm Audio, DC 5V power input, Mini HDMI output- Adattatore lenti: C-Mount- Batteria: 3.7V/3000mAh ricaricabile- Sistema operativo: Android 4.2- La fornitura include: MicroSD 4Gb inclusa, cavo HDMI, Motic Images Plus 2.0 for PC e Mac- Vetrino di calibrazione Motic 4-dot, Alimentazione 100V-240V (CE)



| Code        | Description                                                                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04658300 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, Sterile, 10 tappetini da 96                         | 960 pz    |
| LLG04658312 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, DuraSeal, non sterile, pre-slit, 1 sacchetto da 500 | 500 pz    |
| LLG04658359 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Blu, Non sterile, 10 tappetini da 96                          | 960 pz    |
| LLG04658360 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Verde, Non sterile, 10 tappetini da 96                        | 960 pz    |
| LLG04658361 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Grigio, Non sterile, 10 tappetini da 96                       | 960 pz    |
| LLG04658362 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Porpora, Non sterile, 10 tappetini da 96                      | 960 pz    |
| LLG04658363 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Rosso, Non sterile, 10 tappetini da 96                        | 960 pz    |
| LLG04658364 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Giallo, Non sterile, 10 tappetini da 96                       | 960 pz    |
| LLG04658365 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Blu, Sterile, 10 tappetini da 96                              | 960 pz    |
| LLG04658366 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Verde, Sterile, 10 tappetini da 96                            | 960 pz    |
| LLG04658367 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Grigio, Sterile, 10 tappetini da 96                           | 960 pz    |
| LLG04658368 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Porpora, Sterile, 10 tappetini da 96                          | 960 pz    |
| LLG04658369 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Rosso, Sterile, 10 tappetini da 96                            | 960 pz    |
| LLG04658370 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Giallo, Sterile, 10 tappetini da 96                           | 960 pz    |
| LLG04658371 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Grigio, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96             | 960 pz    |
| LLG04658374 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Porpora, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96            | 960 pz    |
| LLG04658375 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Blu, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96                    | 960 pz    |
| LLG04658376 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Verde, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96                  | 960 pz    |
| LLG04658377 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Grigio, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96                 | 960 pz    |
| LLG04658378 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Porpora, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96                | 960 pz    |



| Code        | Description                                                                                                    | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04658379 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Rosso, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96        | 960 pz    |
| LLG04658380 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Giallo, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96       | 960 pz    |
| LLG06251983 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, Non sterile, 10 tappetini da 96           | 10 pz     |
| LLG06253949 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96 | 960 pz    |
| LLG06253979 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Rosso, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96    | 960 pz    |
| LLG06253980 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Verde, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96    | 960 pz    |
| LLG06253981 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Blu, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96      | 960 pz    |
| LLG06253982 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Giallo, Non sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96   | 960 pz    |
| LLG06254390 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura , Opener,                                           | 1 pz      |
| LLG06254687 | Sistemi di chiusura Matrix&trade; SepraSeal, Tipo chiusura Naturale, Sterile, pre-slit, 10 tappetini da 96     | 960 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

