

**Dispensador para botellas VITLAB®genius2**

Con válvula de recirculación y mecanismo de calibración.

- Ajuste de volumen rápido, fácil y preciso debido a la pista festoneada interior y práctico mecanismo de rosca
- Válvula de recirculación innovadora evita residuos de reactivos
- No hay goteos después de que el tubo haya sido tapado
- Fácil ajuste de calibración
- Materiales de alta calidad (PTFE, PFA, FEP, vidrio de borosilicato, platino-iridio) que garantizan una buena resistencia química a la mayoría de ácidos, disolventes y bases
- Un émbolo de desplazamiento positivo con junta de PFA minimiza la cristalización de líquidos y, por lo tanto, la posibilidad de que el émbolo se atasque
- Fácil de desmontar para la limpieza, sin necesidad de herramientas
- Completamente autoclavable a 121°C
- Se puede girar 360 ° en la botella
- Certificado de conformidad según DIN 12600
- Marcado DE-M
- Margen de error según DIN EN ISO 8655-5
- Con válvula de recirculación y mecanismo de calibración
- Con rosca GL 45
- Con válvula de descarga enroscable



Material de suministro: 3 respectivamente 5 adaptadores roscados* de PP (ver tabla), 1 tubo de llenado telescópico, 1 herramienta de montaje, manual de instrucciones, certificado de calidad con todos los valores de prueba.

Code	Description	Packaging
LLG06283976	Dispenser GENIUS2 0,1...2,5:0,05ml	1 pz
LLG06283977	Dispenser GENIUS20,5...5,0:0,1ml	1 pz.
LLG06283978	Dispenser GENIUS2 1...10:0,2 ml	1 pz
LLG06283979	Dispenser GENIUS2 2,5...25:0,5ml	1 pz
LLG06283980	Dispenser GENIUS2 5...50:1ml	1 pz
LLG06283981	Dispenser GENIUS2 10...100:2ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6ª Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

