




Tubi campione EPR

Hilgenberg

Tubi campione EPR In vetro al quarzo, bordo fuso, confezionati individualmente.



Code	Description	Packaging
LLG06285950	Tubi campione EPR, Øest. 2,95mm, Øint. 2,35mm, Spessore 0,30mm, lungh.250mm	10 pz
LLG06285951	Tubi campione EPR, Øest. 3,95mm, Øint. 3,35mm, Spessore 0,30mm, lungh.250mm	10 pz
LLG06285952	Tubi campione EPR, Øest. 4,95mm, Øint. 4,19mm, Spessore 0,38mm, lungh.250mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

