

**Tubi Capillari per ematocrito****Hirschmann Laborgeräte**

Tubi Capillari per ematocrito. Tubi capillari monouso per test di centrifugazione sul sangue, lunghi esattamente 75 mm, volume nominale circa 75µl con diametro esterno da 1,42mm - 1,68mm, diametro interno da 1.07mm - 1.23mm, con elevato e preciso spessore delle pareti e codice colore secondo DIN 12 772, CE secondo IVD 98/79 EC..



Code	Description	Packaging
LLG06200639	Tubi capillari per ematocrito, tipo liscio, colore blu	1000 pz
LLG07200409	Tubi capillari per ematocrito, tipo sodio-eparinizzati, colore rosso	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

