

**Tubi Capillari per ematocrito****Hirschmann Laborgeräte**

Tubi Capillari per ematocrito. Tubi capillari monouso per test di centrifugazione sul sangue, lunghi esattamente 75 mm, volume nominale circa 75µl con diametro esterno da 1,42mm - 1,68mm, diametro interno da 1.07mm - 1.23mm, con elevato e preciso spessore delle pareti e codice colore secondo DIN 12 772, CE secondo IVD 98/79 EC..



| Code        | Description                                                          | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06200639 | Tubi capillari per ematocrito, tipo liscio, colore blu               | 1000 pz   |
| LLG07200409 | Tubi capillari per ematocrito, tipo sodio-eparinizzati, colore rosso | 1000 pz   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

