

**Soluzione di pulizia per elettrodi Pepsin-HCl, 250mL****Mettler Toledo**

Soluzione di pepsina HCl per la pulizia e la manutenzione degli elettrodi di pH.
Rimuove i depositi proteici dai diaframmi, contribuendo a mantenere le prestazioni dell'elettrodo.



Code	Description	Packaging
LLG07672742	Soluzione di pulizia per elettrodi, Capacità 250 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

