

**Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3****LLG Labware**

Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3.

Imbuto separatore secondo Squibb con rubinetto di arresto in PTFE.

- DIN ISO 4800.
- Con giunto rettificato e tappo standard.
- Graduazione bianca.



Code	Description	Packaging
LLG04686263	Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 50 ml, Ø Foro 2,5 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS19/26	1 pz
LLG04686264	Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 100 ml, Ø Foro 2,5 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS19/26	1 pz
LLG04686265	Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 250 ml, Ø Foro 4 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32	1 pz
LLG04686266	Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 500 ml, Ø Foro 4 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32	1 pz
LLG04686267	Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 1000 ml, Ø Foro 6 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32	1 pz
LLG04686268	Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 2000 ml, Ø Foro 6 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

