

**Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3****LLG Labware**

Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3.

Imbuto separatore secondo Squibb con rubinetto di arresto in PTFE.

- DIN ISO 4800.
- Con giunto rettificato e tappo standard.
- Graduazione bianca.



| Code        | Description                                                                                                                                | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04686263 | Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 50 ml, Ø Foro 2,5 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS19/26  | 1 pz      |
| LLG04686264 | Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 100 ml, Ø Foro 2,5 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS19/26 | 1 pz      |
| LLG04686265 | Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 250 ml, Ø Foro 4 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32   | 1 pz      |
| LLG04686266 | Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 500 ml, Ø Foro 4 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32   | 1 pz      |
| LLG04686267 | Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 1000 ml, Ø Foro 6 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32  | 1 pz      |
| LLG04686268 | Imbuto separatore secondo Squibb, vetro borosilicato 3,3, Volume nominale 2000 ml, Ø Foro 6 mm, Dimensione del giunto smerigliato NS29/32  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

