

**Vasca per elettroforesi MultiSUB Choice****Thistle Scientific**

Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice.

La serie di unità gel orizzontali MultiSUB offre la soluzione più versatile per l'elettroforesi su gel di agarosio di DNA e RNA attualmente disponibile. I serbatoi sono stampati a iniezione e quindi privi di perdite.

Sono dotate di elettrodi di platino di alta qualità. Ogni unità viene fornita con una varietà di dimensioni di vassoi per gel e pettini codificati per colore, garantendo un'elevata flessibilità per l'utente. Le guide per caricamento gel fornite con le unità offrono una soluzione semplice e senza perdite per la colata dei gel.

Dimensione gel: 15 x 15 cm. (B x L).


Questa unità è ideale per analisi di piccoli frammenti, per la preparazione del campione o il controllo di un alto numero di campioni.

La scelta del multiSUB offre un'ampia versatilità. Sono disponibili altri due tipi di vassoi: 15 x 7 cm e 15 x 10 cm.

- Pettini con codifica colore da 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm;
- 3, 4 o 6 posizioni del pettine per un massimo di 210 campioni;
- Volume tampone basso: 500 ml;
- Semplice fusione del gel usando le porte.

La fornitura include:

- MultiSUB Choice 7: vassoio UV 15 x 7 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice 10: vassoio UV 15 x 10 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice 15: vassoio UV 15 x 15 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice Trio: vassoio UV 15 x 7, 10 e 15 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice Trio 15: vassoio UV 15 x 15 cm, 2 x 20 pettini campione.
- MultiSUB Choice Stretch 20: vassoio UV 15 x 20 cm, 4 x 28 pettini campione.
- MultiSUB Choice Stretch 25: vassoio UV 15 x 25 cm, 4 x 28 pettini campione.



Ogni modello ha ulteriori guide di caricamento e fusione.

Caratteristiche

- Dimensioni unità (L x P x H): 26.5 x 17.5 x 9 cm; 41 x 17.5 x 9 cm (modelli Stretch);

- Volume tampone: 500 ml; 1000 ml (modelli Stretch).

Campione max:

- 15 x 7 cm vassoio - 70 campioni.
- 15 x 10 cm vassoio- 140 campioni.
- 15 x 15 cm vassoio - 210 campioni.
- 15 x 20 cm vassoio - 280 campioni.
- 15 x 25 cm vassoio - 350 campioni.

Code	Description	Packaging
LLG06239273	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice Trio	1 pz
LLG07655972	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice 10	1 pz
LLG09584651	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice 15	1 pz
LLG09584663	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice Stretch 20	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09584664	Vasca per elettroforesi gel MultiSUB Choice, MultiSUB Choice Stretch 25	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

