



Pettini per camera elettroforetica

Thistle Scientific

Pettini per camera elettroforetica.



Code	Description	Packaging
LLG06253665	Accessori per vasca per elettroforesi su gel MultiSUB Midi, vassoio UV 10x10 cm	1 pz
LLG06253666	Bordi per preparazione del gel	1 pz
LLG07657240	Pettine 16 campioni, Volume Campione 24 µl, Spessore 1,50 mm	1 pz
LLG07657241	Pettine, 25 campioni, Campione 15 µl, Spessore 1,50 mm	1 pz
LLG07657601	Vassoio UV tray 10x7cm	1 pz
LLG09584659	Pettine 12 campioni, spessore 1mm, volume 23 µl	1 pz
LLG09584660	Pettine 16 campioni, spessore 1mm, volume 16 µl	1 pz
LLG09584662	Pettine 25 campioni, spessore 1mm, volume 10 µl	1 pz
LLG09584811	Pettine 20 campioni, Volume Campione 14 µl Spessore 1 mm	1 pz
LLG09584812	Pettine 20 campioni, Volume Campione 20 µl, Spessore 1,50 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

