




**Accessori per il camera per elettroforesi su gel MultiSUB Midi-96**

**Thistle Scientific**

Accessori per il camera per elettroforesi su gel MultiSUB Midi-96.



| Code        | Description                                                     | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09584721 | Pettine 8 campioni MC, + 1 marcatore, spessore 1,5mm COMB BLOCK | 1 pz      |
| LLG09584722 | Pettine 8 campioni MC, + 2 marcatori, spessore 1 mm COMB BLOCK  | 1 pz      |
| LLG09584723 | Pettine 8 campioni MC, + 2 marcatori, spessore 1,5mm COMB BLOCK | 1 pz      |
| LLG09584725 | Pettine 8 campioni MC, + 1 marcatore, spessore 1,5mm COMB BLOCK | 1 pz      |
| LLG09584726 | Pettine 8 campioni MC, + 2 marcatori, spessore 1mm COMB BLOCK   | 1 pz      |
| LLG09584727 | Pettine 8 campioni MC, + 2 marcatori, spessore 1,5mm COMB BLOCK | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

