

**Camera per elettroforesi MultiSUB midi-96****Thistle Scientific**

Camera per elettroforesi MultiSUB midi-96.

Il sistema multiSUB Midi-96 Gel è ideale per elettroforesi di prodotti per PCR o campioni contenenti un basso numero di bande DNA.

La sua dimensione del gel di 10x12cm e il formato del blocco da 96 piastre /pettine corrisponde alla configurazione standard delle micropiastre, con corsie aggiuntive per marcatori.

Sono disponibili due tipi di pettini: uno che ha 8 pozzetti e una corsia aggiuntiva per marcatore DNA e uno che ha 8 pozzetti e 2 corsie aggiuntive per marcatori.

La configurazione della deviazione dei pozzetti consente una massima lunghezza della corsa di 1.8 cm per pozzetto, migliorando così la separazione.

MultiSUB Midi-96 può accomodare campioni provenienti da piastre a 96 pozzetti; i campioni possono essere caricati usando direttamente una pipetta a 8 canali.

Come con tutte le unità MultiSUB, la tenuta di fusione è semplificata utilizzando la base di fusione fornita, mentre le dimensioni molto contenute riducono l'utilizzo di tampone e lo spazio necessario sul banco.

Sono anche disponibili i sistemi MSMIDI96 Stretch per quegli utilizzatori che richiedono un range di lunghezza corsa per pozzetto esteso fino a 3.6 cm.

Fornito con:

MSMIDI96: Multi Sub Midi96, vassoio UV, blocco pettini con 12 pettini x 8 campioni, pettini spessore 1 mm, elettrodi e base di colata.

MSMIDI96ST: Multi Sub Midi96 STRETCH, vassoio UV, blocco pettini con 12 pettini x 8 campioni, pettini spessore 1 mm, elettrodi e base di colata.

Specifiche MSMIDI96 / MSMIDI96ST

- Dimensioni gel (L x P): 10 x 12 cm / 10 x 24 cm;
- Dimensioni unità (L x P x H): 22 x 12.5 x 9cm / 46.5 x 12.5 x 8 cm;
- Capacità max. campioni: 96 campioni + 1 o 2 guide per marcatori;
- Volume tampone: 300ml / 700ml.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG09584720	Camera per elettroforesi MultiSUB Midi 96	1 pz
LLG09584724	Camera per elettroforesi MultiSub Midi96 STRETCH	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

