

**Seringues pour passeur d'échantillons GC Perkin-Elmer****Trajan Scientific****Seringues pour passeur d'échantillons GC Perkin-Elmer**

Seringues GC pour passeur d'échantillon Perkin-Elmer.

- Avec aiguille fixe ou amovible
- Deux diamètres différents.
- Toutes les aiguilles font 70 mm de long avec une pointe conique
- Haute reproductibilité, faible rétention



Code	Description	Packaging
LLG06204955	Jauge 23 (0,63) mm V 5 µl	1 pz
LLG09221281	Jauge 26 (0,47) mm V 5 µl	1 pz
LLG09221282	Jauge 23 (0,63) mm V 5 µl	1 pz
LLG09221283	Jauge 26 (0,47) mm V 5 µl	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

